

Funkcje



Analizer to funkcja, dzięki której możemy zbadać **poziom nawilżenia skóry**. Został stworzony z myślą o dokonaniu poprawnej diagnostyki skóry oraz doboru właściwych kosmetyków do jej pielęgnacji. Pozwala on w sposób obiektywny kontrolować efekty zabiegów kosmetycznych.

6 niezależnych punktów pomiarowych z których każdy wykonuje **60** pomiarów pośrednich; wynik podawany jest w procentach, uwzględniając wprowadzony wiek pacjenta



Zasada działania peelingu kawitacyjnego opiera się na wykorzystaniu fali ultradźwiękowej o częstotliwości 25 kHz, która po skierowaniu na wilgotną skórę wywołuje efekt kawitacji. W wyniku zmiennego ciśnienia w warstwie rogowej tworzą się pęcherzyki powietrza. Następnie ulegają one mini eksplozji, a wytworzona w ten sposób energia usuwa martwe korneocyty. Głównym celem zabiegu jest oczyszczenie skóry i przygotowanie jej do dalszych zabiegów kosmetycznych. Ponadto w głębszych warstwach skóry wibrację ultradźwiękowe poprawiają mikrokrążenie i usprawniają przepływ płynów tkankowych. Peeling kawitacyjny, to jeden z najpopularniejszych zabiegów kosmetycznych dostępny niemal w każdym salonie. Jednak **Medika wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadziła nowe innowacyjne rozwiązania które wprowadzają pracę peelingu na nowy wyższy poziom.**

Medika Premium w pełnym wyposażeniu posiada 4 programy zabiegowe :

- klasyczne **oczyszczanie** (peeling kawitacyjny + sonoforeza)
- autorski program **dezinkrustacji** – funkcja głębokiego oczyszczania
- autorski program **mikromasaż McT** – moduł został wzbogacony o zastosowanie mikroprądów McT (impulsów elektrycznych o bardzo małym natężeniu, rzędu 10-800 μ A), umożliwia to wprowadzanie wszystkich rodzajów ampulek: wodnych, wodno-żelowych, tłuszczowych, mieszanych oraz peptydów
- autorski program **wprowadzanie substancji aktywnych** (jonoforeza)

WSKAZANIA DO ZABIEGU

- skóra zanieczyszczona, trądzikowa
- przebarwienia
- rozszerzone pory
- utrata jędrności skóry
- objawy starzenia i fotostarzenia
- skóra zmęczona, odwodniona



Drgania mechaniczne o częstotliwości powyżej 20kHz - głęboko penetrują tkanki, odprężają skórę i mięśnie, a głęboki mikromasaż poprawia przepływ krwi i limfy, metabolizm oraz regenerację komórek. Zwiększa się też przepuszczalność błon komórkowych. Proces ten wykorzystujemy się do wprowadzania w głąb skóry wielu substancji czynnych.

Biorąc pod uwagę potrzeby i właściwości fizyczne skóry w różnym wieku, w urządzeniach Medika Premium parametry zabiegowe ustawiane są automatycznie do wieku pacjenta. Dzięki temu możemy uzyskać najlepsze efekty zabiegu.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

- objawy starzenia i fotostarzenia
- zmarszczki
- utrata jędrności skóry
- skóra sucha, odwodniona, niedotleniona
- przebarwienia
- trądzik pospolity i różowaty
- cera naczyiniowa
- zaburzenia odżywienia



Mezoterapia bezigłowa

Mezoterapia bezigłowa jest nieinwazyjną metodą wprowadzania substancji aktywnej w głąb skóry. Zabieg opiera się na zjawisku elektroporacji wzmocnionym działaniem fali ultradźwiękowej. Elektroporacja wywołana jest krótkimi impulsami elektrycznymi o wysokim napięciu. Dzięki nim w błonach komórkowych powstają kanały umożliwiające przenikanie makrocząsteczek, fala ultradźwiękowa natomiast, dodatkowo poprawia przepuszczalność błon komórkowych. W wyniku działania mezoterapii następuję również pobudzenie komórek do pinocytozy. Dzięki temu cząsteczki substancji aktywnych działają również po zakończeniu zabiegu wydłużając jego efektywność.

Urządzenia Medika Premium jako jedyne na rynku posiadają autorski program **Cellular Nutri System**. Jego innowacyjność to głównie zmiana w trzecim etapie zabiegu, który odpowiada za głębsze wprowadzanie substancji aktywnych. Takie rozwiązanie poprawia jakość elektroporacji, a także intensyfikuje i przedłuża efekty zabiegu.

System **CNS** to również zestaw parametrów zabiegowych dobranych optymalnie wg kryteriów wieku oraz programów zabiegowych do wyboru: pielęgnacja oka, nawilżenie, przebarwienia, anti-age, trądzik, trądzik różowaty, wypadanie włosów, redukcja bólu.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

- objawy starzenia i fotostarzenia skóry
- utrata jędrności skóry
- skóra zmęczona, niedotleniona, sucha
- przebarwienia
- trądzik, rozszerzone pory
- nadmierne wypadanie włosów



Mikrodermabrazja diamentowa

Najpopularniejsza metoda mechanicznego złuszczenia warstwy rogowej naskórka. Umożliwia stopniowe, w pełni kontrolowane i uwzględniające indywidualne potrzeby ścieranie naskórka, aż do pożądanego poziomu. Zabieg stymuluje produkcję elastyny, kolagenu oraz przyspiesza naturalne procesy powstawania nowej tkanki. Po zabiegu skóra jest gładsza, jaśniejsza i bardziej elastyczna. Co ważne, złuszczenie warstwy rogowej poprawia przenikanie składników aktywnych w dalszych etapach zabiegu, a efekty są widoczne już po pierwszym z nich. Jako jedyni w Polsce, w trosce o zdrowie klientów zastosowaliśmy **System Vacuum Control**. System kontroluje siłę wielkości podciśnienia podczas wykonywanego zabiegu. Zapobiega to powstawaniu wybroczyn, siniaków, czy chociażby uszkodzeń mechanicznych skóry.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

- trądzik pospolity bez stanów zapalnych
- blizny po trądzikowe
- łojotok
- zaskórniki
- rozszerzone pory
- przebarwienia
- nadmiernie zrogowaciały naskórek
- uszkodzenia posłoneczne
- zmarszczki,
- skóra szara, zmęczona, niedotleniona



Radiofrekwencja to dziś jeden z najpopularniejszych zabiegów przywracających młodość i poprawiających kondycję skóry. Urządzenie emituje fale radiowe wytwarzane przez prąd o wysokiej częstotliwości. Energia elektryczna zamieniana jest na elektromagnetyczną, która dociera do tkanek, gdzie następuje ich podgrzanie przez wzbudzenie jonów. Zjawisko to nazywane jest diatermią. Diatermia, czyli głębokie ogrzewanie oznacza, że ciepło wytwarzane jest wewnątrz tkanek, a niedostarczane z zewnątrz. Fale radiowe stymulują tkanki powierzchniowe i głębiej położone, poprawiają ich dotlenienie, odżywienie oraz mikrocyrkulację. Zabieg polega na podgrzewaniu włókien kolagenowych, co wywołuje ich skurczenie i napinanie, dzięki czemu następuje proces regeneracji. Dochodzi do uporządkowania się ich struktur. Ponadto fale radiowe stymulują fibroblasty do odbudowy i wytwarzania kolagenu i elastyny dając efekt wypełnienia zmarszczek. **Fale Radiowe** zostały wzbogacone o wiązkę lasera półprzewodnikowego o długości fali 650 nm, który wzmacnia efekt terapeutyczny i liftingujący.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

- utrata jędrności skóry
- zmarszczki
- „drugi” podbródek
- poprawa owalu twarzy
- cellulit



Liposukcja ultradźwiękowa

Jest to zabieg ułatwiający redukcję złogów tłuszczowych i cellulitu oraz modelowanie ciała.

W pierwszej fazie zabiegu skóra zostaje poddana działaniu promieniowania podczerwonego, co powoduje wzrost temperatury w tkankach. Poprawia się metabolizm komórkowy, a produkty przemiany materii są usuwane na zewnątrz przez gruczoły potowe oraz układ limfatyczny i naczyniowy. Komórki tłuszczowe docierają do wątroby, gdzie są traktowane identycznie jak tłuszcz pochodzący z pożywienia.

W drugiej fazie kluczową rolę odgrywają ultradźwięki, które uszkodzają błony komórkowe adipocytów i umożliwiają redukcję cellulitu. Komórki tłuszczowe pod wpływem fali ultradźwiękowej ulegają obkurczeniu, a wibracja wywołuje zmniejszenie efektu skórki pomarańczowej.

Moduł został wzbogacony o dodatkowy parametr – **grubość tkanki tłuszczowej**, który wprowadza wyższą jakość wykonywanego zabiegu.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

- otyłość miejscowa
- nadwaga
- cellulit



Dermomasaz to zabieg nieinwazyjny i bezpieczny, doskonale usprawniający naturalne procesy organizmu. Zabieg, polega na oddziaływaniu na skórną i podskórną tkankę łączną, równocześnie za pomocą stymulacji mechanicznej i podciśnienia. Wewnątrz specjalnej głowicy zabiegowej fałd skórný jest rozmasowywany. Dermomasaz usprawnia krążenie, eliminuje toksyny, zmniejsza retencję wody, a także uaktywnia lipolizę. Wielokierunkowe oddziaływanie na tkankę pozwala uzyskać doskonałe rezultaty, nie tylko w redukcji cellulitu (w różnym stopniu zaawansowania), ale również redukcję lokalnych otłuszczeń i ujędrnienie skóry. Jako jedyni w Polsce, w trosce o zdrowie klientów zastosowaliśmy **System Vacuum Control**. System kontroluje siłę wielkości podciśnienia podczas wykonywanego zabiegu. Zapobiega to powstawaniu wybroczyn, siniaków, czy chociażby uszkodzeń mechanicznych skóry.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

- cellulit
- rozstępy i blizny
- nadmierna i nierówna tkanka tłuszczowa
- zastoje limfatyczne
- utrata jędrności skóry
- uczucie ciężkich nóg
- potrzeba pobudzenia krążenia



Oxybrazja

Oxybrazja to jeden z najbardziej innowacyjnych sposobów rewitalizacji skóry, ze szczególnym zaleceniem dla cer wrażliwych, alergicznych i naczyniowych. Zabieg oxybrazji polega na złuszczeniu martwej warstwy naskórka za pomocą strumienia rozproszonych kropelek soli fizjologicznej aplikowanej pod ciśnieniem sprężonego powietrza. Skutkiem zabiegu jest rozjaśnienie, wygładzenie i odświeżenie naskórka. Następuje poprawa dotlenienia i nawilżenia. Zabieg wpływa również wzmacniająco na ściany naczyń krwionośnych, stymuluje syntezę kolagenu i elastyny a także niweluje zmiany trądzikowe.

WSKAZANIA DO ZABIEGU

- skóra naczyniowa, wrażliwa, skłonna do podrażnień
- przebarwienia
- skóra szara, niedotleniona
- utrata jędrności skóry
- cera trądzikowa
- zaskórniki
- rozszerzone pory
- utrata jędrności



Lipolaser DUO

WSKAZANIA DO ZABIEGU

- skóra naczyniowa, wrażliwa, skłonna do podrażnień
- przebarwienia
- skóra szara, niedotleniona
- utrata jędrności skóry
- cera trądzikowa
- zaskórniki
- rozszerzone pory
- utrata jędrność